

穿戴副木注意事項

修改日期：2023/02/22

病患姓名：_____

- 請於首次穿戴一小時後拆下檢查。若有任何不適現象如：壓痕、未消退之紅、腫，可直接與職能治療師聯絡(院內分機 3520)住院病患可通知任何一位照顧您的醫護人員
- 副木請勿接觸熱源(會變形)如火、熱水、長時間曬太陽。
- 輔木可使用冷水及肥皂水清洗，切勿使用熱水。
- 您的副木為：
 - 預防變形型副木：請長時間穿戴，在做運動時可拆下
 - 矯正變形型副木：請每____小時，休息____分鐘，在做運動時可拆下
 - 抗痙攣型副木：請長時間穿戴
 - 保護型副木：請 24 小時穿戴，若要清潔傷口或清洗副木時可拆下
 - 增進功能型副木：按治療師指示穿戴
 - 其它_____

職能治療師：

日期：